

Better is not Enough, Try to be Different

Dr. Park

Goods Series

01 Extraction Forceps



Tapered & 톱니 디자인

치근을 안정적으로 잡아주어,
치아 파절 위험 최소화 및 원활한 발치 가능

특허 받은 “Auto-Retractable” 기능

손가락으로 포셉을 벌릴 필요 없이
자동으로 Retraction 되어, 시술 중
컨트롤 편의성 향상 및 손과 손목의 부담 감소

타공 손잡이 디자인

무게를 줄여 손목 피로 감소 및
시술 중 미끄러짐 방지

100% 독일산 스테인리스 스틸 소재

상악용



TBS-DRPARK-001F

적용 부위 : 상악 전치부
- 점점 가늘어지는 형태
- 톱니 모양의 내면



TBS-DRPARK-014F

적용 부위 : 상악 전체 치아
- 점점 가늘어지는 형태
- 톱니 모양의 내면
- 곡선 손잡이

하악용



TBS-DRPARK-005F

적용 부위 : 하악 전체 치아
- 점점 가늘어지는 형태
- 톱니 모양의 내면
- 작업부의 경사



TBS-DRPARK-009F

적용 부위 : 하악 소구치부
- 점점 가늘어지는 형태
- 톱니 모양의 내면
- 삼 모양의 작업부



TBS-DRPARK-011F

적용 부위 : 하악 전체 치근
- 점점 가늘어지는 형태
- 톱니 모양의 내면
- 작업부의 경사

02 Tissue Forceps

갈고리 형태의 팁 (1x2 Teeth)


조직을 안정적으로 파지하여 수술 중 미끄럼 방지 및 정확도 향상

편의성 높은 굴곡형 디자인

커브드 팁 적용으로 다양한 각도에서 편리한 접근과 안정적인 핸들링 제공



DRPARK-TF
15cm



03 Needle Holder

Tungsten Carbide Tip

텅스텐 카바이드 인서트를 적용해 일반 스테인리스 대비 뛰어난 경도와 내마모성을 제공하며, 장기간 사용에도 일관된 성능을 유지합니다.

미세 격자 패턴 적용

미세 격자 패턴을 적용하여 니들을 안정적으로 고정하고, 수술 중 미끄럼을 효과적으로 방지합니다.



DRPARK-NH
15cm



04 Non-Torque Driver

부드러운 체결감

드라이버 체결 후 돌릴 시, 마찰감 없이 부드러운 체결감

가볍고 슬림한 핸들

사용자 그립감이 매우 편하여, 손목에 무리없이 사용가능

일정하고 예측 가능한 토크값

사용자에게 일관된 토크 감각과 정밀한 컨트롤을 제공하여 수술의 안정성과 편의성을 높입니다.



DRPARK-SNTD



Better is not Enough, Try to be Different

Dr. Park



본 사 대구광역시 달성군 다사읍 세천로7길 45 T. 1544-2285
강 남 사 옥 서울특별시 강남구 논현로 609, 메가젠타워 T. 1566-2338

인천부천권역	010-9243-2606	강 서 권 역	010-3141-0742
광주전남권역	010-6424-5037	경 기 권 역	010-9037-0907
부산경남권역	010-6360-0054	울 산 권 역	010-8286-8182
공보의전담팀	010-5437-7582	대학종합병원	010-9447-5812
강남서부권역	010-8957-7123	강남동부권역	010-4494-8555
서울북부권역	010-9305-7379	강북서부권역	010-8535-2842
강 원 권 역	010-6375-3071	전 북 권 역	010-9958-9981
대전충청권역	010-3424-1409	대구경북권역	010-9493-9636